

Электрический очиститель зубов

Инструкция пользователя

Спасибо за выбор нашего продукта. Для безопасного и эффективного использования данного продукта, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию.

Важное примечание

Важное примечание: в режиме зарядки невозможно использовать загрузочный шнур. Для загрузки необходимо вытащить зарядный шнур! Передачи 1/2/3 — это режим чистки зубьев. Передачи 4/5 — режим зубной щетки.

Благодарим вас за использование этого продукта. Внимательно прочтите инструкцию перед использованием, строго следуйте ей и храните продукт в надлежащих условиях.

Внешний вид продукта, цвет. См. фактический продукт.

Структура продукта

Рабочее оборудование Зона

Очиститель головы

Съемный ниппель, вращающийся на 90°

вкл/выкл

USB-чейнджер

Этот продукт имеет сильную мотивацию, выглядит благородно, удобен, прост в эксплуатации и удобен для переноски, позволяет вам никогда не выходить из дома и чистить зубы дома.

Особенности продукта

Профессиональные средства ухода

Пять режимов работы, подходящие для различных нужд.

Три насадки-щеточки подходят для различных задач по чистке

Управление одной кнопкой

Премиумматериалы

Как использовать

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Выберите подходящую передачу, нажимая кнопки «Вверх» и «Вниз».
2. Глядя в зеркало, слегка приложите металлическую головку к обрабатываемому участку.
3. Устройство останавливается на 1 секунду каждые 30 секунд и автоматически отключается через 3 минуты. Прополощите горло водой и очистите устройство. Повторите предыдущие шаги по мере необходимости.

Метод смены головки

Этот продукт оснащен 3 чистящими головками, щетка предназначена для чистки поверхности зубов, острая головка в основном используется для чистки щелей между ними. В зависимости от различных потребностей выберите подходящую чистящую головку, чистящую головку можно разобрать, вращая ее влево и вправо.

Инструкции по зарядке

Инструкции по зарядке

Подключите один конец кабеля к порту устройства, а другой — к бытовому зарядному устройству (5 В/1 А) для начала зарядки. Порядок действий: извлеките USB-кабель для зарядки из комплекта поставки и вставьте круглый конец кабеля в порт. Во время зарядки индикатор мигает красным, а после завершения зарядки красный индикатор перестает мигать.

USB-чейнджер

Работа

Спецификация продукта

Номинальное напряжение: 3,7 В

Ток в режиме ожидания: <20 мкА

Адаптер питания: 5 В

Номинальный ток: 500 мА

Состояние зарядки: зарядка через Type-C

Размер хоста: 212 x 27 x 27 мм

Примечания

1. Прибор предназначен для чистки зубов, но не может заменить инструменты Med****1 для лечения или реставрации зубов.
2. Небольшая кровоточивость десен при использовании устройства — нормальное явление.
3. Храните в недоступном для children.it месте. Детям не рекомендуется использовать этот продукт. При необходимости используйте его под присмотром взрослых, чтобы предотвратить введение детей в заблуждение и получение ими травм.
4. Не погружайте изделие в воду на длительное время.
5. Изделие содержит батареи. Не бросайте его в огонь или контейнер с высокой температурой, чтобы избежать возгорания или взрыва.
6. Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей. Храните при температуре от -10°C до 40°C в помещении.